

#### 1.8.4 ***F***renchay Arm Test

Le malade est impliqué dans cinq tâches successives, uni ou bi-manuelles. Ce test mesure l'approche et la préhension de façon simple et reproductible. Mais il n'est utilisable que pour des patients ayant une bonne récupération de la commande volontaire. L'examineur note simplement le nombre d'épreuves réalisées avec succès (de 0/5 à 5/5).

- 1: Stabiliser une règle pendant que l'autre main tire un trait.
- 2: Prendre et lâcher un cylindre d'un demi pouce (soit 1,27 cm).
- 3: Boire un verre d'eau.
- 4: Ouvrir et fermer une pince à linge.
- 5: Se peigner les cheveux.

*Référence :*

*Wade et al., 1983.*